

หน้ากากอนามัยแบบ 3 ชั้น ชนิดยางยืดคล้องหู

# CARE MASK<sup>+</sup>

DISPOSABLE ORDINARY MEDICAL & SURGICAL MASK


หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ LV.2

ปกป้องคุณจาก  
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และ  
ช่วย ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5

ด้วยฟิลเตอร์การกรองถึง 3 ชั้น

- ✓ ป้องกันเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย
- ✓ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
- ✓ สวมใส่สบาย หายใจสะดวก ไม่อับชื้น และไม่ระคายเคือง
- ✓ โครงลวดเหล็กปรับง่าย แนบสนิทกับดั่งเพิ่มความกระชับ
- ✓ ขนาดบรรจุ 1 กล่องบรรจุ 50 ชิ้น

ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ อย.เลขที่ กท.สพ.66/2564



**1**  
SINGLE USE

**ASTM F2100 LEVEL.2**

ASTM F2101 BFE > 98%

ASTM F2299 PFE > 98%



64-1-3-2-0000748

## CARE MASK<sup>+</sup>

DISPOSABLE ORDINARY MEDICAL & SURGICAL MASK

หน้ากากอนามัยแบบ 3 ชั้น ชนิดยางยืดคล้องหู



**1**  
SINGLE USE

**ASTM F2100 LEVEL.2**

ASTM F2101 BFE > 98% ASTM F2299 PFE > 98%

ขนาดบรรจุ  
**50**  
PIECES

ใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย  
3 PLY, PROCEDURAL  
DISPOSABLE FACE MASKS THAT MEET

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ LV.2

ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ อย.เลขที่ กท.สพ.66/2564



# Care Mask หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ชนิดยางยืดคล้องหู



คลิปบีบจมูก  
(NOSE CLIP)  
โครงสร้างปรับง่าย แบบสนิทกับดั้ง  
กระชับใบหน้าผู้ใช้

สายคล้องหู  
(ELASTIC EARLOOP)  
ทนแรงดึง ยืดยาว  
ใส่สบาย ไม่เจ็บหู

แผ่นกรองด้านหน้า  
(FRONT LAYER)  
หายใจสะดวก ไม่ระคายเคือง

แผ่นกรองด้านหลัง  
(BACK LAYER)  
วัสดุเนื้อนุ่ม  
ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง

แผ่นกรองชั้นกลาง  
(FILTER PAPER)  
กรองเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ฝุ่นละออง  
ป้องกันเชื้อโรค  
ป้องกันสารคัดหลั่ง ไอ จาม

## วิธีการใช้งาน (How to use) .....

- ล้างมือให้สะอาด และ แคะหน้ากากอนามัยออกจากถุง ตรวจสอบว่ามีรอยฉีกขาด เป็นรูหรือไม่
- สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปาก หันด้านที่มีลวดสายออกด้านนอกคล้องสายที่หูทั้งสองข้าง
- ปรับโครงเหล็กให้รัดกับดั้งจมูก และแนบชิดใบหน้า

1. Wash your hands and remove the mask from plastic bag and checking for tear or hole.
2. Wear the mask cover your nose and mouth. Turn the mask with cartoon pattern on the outside and put the white color fit to face and earloop.
3. Adjust steel wire to fit your nose unfold the mask to cover mouth and chin.

## คุณสมบัติ (Feature) .....

1. ฟิลเตอร์การกรองมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น และ เกสรดอกไม้
2. น้ำหนักเบา หายใจได้สะดวก
3. สายรัดคล้องหู Latex Free ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
1. High performance filtering against particles and pollen.
2. Lightweight and breathe easy.
3. Latex free earloop mask will not irritate skin.

## ข้อเสนอแนะ / Suggestion

หน้ากากอนามัยเป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ  
Single Use.



64-1-3-2-0000748



## คำเตือน (Warning)

1. ห้ามสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีระดับปริมาณออกซิเจนน้อยกว่า 19.5%
2. ไม่ควรใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิมากกว่า 50 C°
3. เปลี่ยนหน้ากากทันที เมื่อชำรุดเสียหาย หรือรู้สึกหายใจติดขัด
4. ไม่สามารถใช้ป้องกันสารพิษจำพวกแก๊ส (ไม่ควรใช้แทนหน้ากากกันแก๊ส)
1. Do not wear the mask when you in places where oxygen content is less than 19.5%.
2. Should not use in area that high temperature than 50 C°.
3. Change the mask immediately when you found damaged or feel not easy to breath.
4. Cannot be worn to prevent toxic substances.

มีให้เลือกทั้งหมด 4 สี



บริษัท สุกโชค เมท เมดิคอล จำกัด  
909 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย  
☎ 043-001-141, 081-183-7766